

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gemin 2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Numéro d'article: CM0002888



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant Gemin 2 (SIP1) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'assemblage des snRNP et de l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gemin 2 mAb lapin
Remarques / Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8487
Identifiant du gène	8487
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Gemin 2 humain (O14893).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14893
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace