

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gemin 2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Numéro d'article: CM0027166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Gemin 2 (SIP1), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Reconnaît un composant de 32 kDa du complexe SMN essentiel à l'assemblage des snRNP et à l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Gemin 2
Remarques/Alias	SIP1 ; SIP1-delta ; Gemin 2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8487
GeneID	8487
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 180-280 de la Gemin 2 humaine (NP_003607.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14893
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace