

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gemin5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Teq6

Numéro d'article: CM0022826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre GEMIN5, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'assemblage des snRNP et des mécanismes d'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GEMIN5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	25929
GenelD	25929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TEQ6
Poids de la protéine	169 kDa
Expédition	Sac de glace