


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gemin6 Pour Wb, Elisa Elisa - Q8Wxd5

Numéro d'article: CM0013614



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-GEMIN6 validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Cible la protéine associée aux Gem 6, un composant du complexe SMN impliqué dans l'assemblage des snRNP et l'épissage des pré-mRNA. Convient pour un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GEMIN6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GEMIN6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79833
ID de Gène	79833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 du GEMIN6 humain (NP_079051.9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8WXD5
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace