


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gemin8 Pour Wb, Elisa - Q9Nwz8

Numéro d'article: CM0013291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GEMIN8 validé pour WB et ELISA. Conçu pour la protéine GEMIN8 humaine, une protéine associée aux gemines impliquée dans l'assemblage des snRNP et l'épissage des pré-ARNm. - Q9NWZ8

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-GEMIN8 de lapin
Remarques / Alias	FAM51A1 ; GEMIN8
Espèce	Humain
GeneID	54960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 242 de la GEMIN8 humaine (NP_060326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NWZ8
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace