

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gen1 Pour Wb Et Elisa - Q17Rs7

Numéro d'article: CM0016856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GEN1 humain, validé pour WB et ELISA. Cible l'endonucléase à rabat GEN homolog 1 (Q17RS7), impliquée dans la résolution des jonctions de Holliday et la réparation de l'ADN. Adapté aux échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GEN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Gen; GEN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	348654
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q17RS7
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace