


Anticorps Monoclonal Anti-Géphyrine Pour Wb, Elisa - Q9Nqx3

Numéro d'article: CM0005561



Introduction

Anticorps monoclonal anti-Géphyrine validé pour WB, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Cible l'organisateur de synapse inhibitrice et l'enzyme de biosynthèse du cofacteur molybdène. Pour la recherche en neurosciences et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Géphyrine Lapin mAb
Remarques / Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Géphyrine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10243
GeneID	10243
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQX3
Poids de la protéine	80kDa/83kDa
Expédition	Sachet isotherme