


Anticorps Polyclonal Anti-Géphyrine Pour Wb Et Elisa - Q9Nqx3

Numéro d'article: CM0026742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Géphyrine humaine (GPHN) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'ancrage des synapses inhibitrices et la biosynthèse du cofacteur du molybdène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Géphyrine Lapin pAb
Remarques/Alias	GPH ; GEPH ; HKPX1 ; GPHRYN ; MOCODC ; Géphyrine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10243
GeneID	10243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-769 de la Géphyrine humaine (NP_065857.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQX3
Poids moléculaire protéique	80 kDa
Expédition	Glacière