

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Get4 Pour Wb, Elisa - Q7L5D6

Numéro d'article: CM0020906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'homologue 4 de la protéine de trafic du Golgi vers le RE (GET4), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le contrôle qualité des protéines et le ciblage des protéines ancrées à la queue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GET4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51608
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 327 de la GET4 humaine (NP_057033.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L5D6
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace