

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gf14-C Pour Wb Et Elisa - Q6Zkc0

Numéro d'article: CM0022294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GF14-C du riz (protéine 14-3-3-like G-box factor 14-3-3 homolog C). Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Convient pour la recherche végétale et le diagnostic. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-GF14-C
Remarques/Alias	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du Gène (Oryza sativa)	4345634
Immunogène	Protéine recombinante de GF14-C d'Oryza sativa
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q6ZKC0
Poids Moléculaire de la Protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace