

Anticorps Monoclonal Anti-Gfap (Conjugué) Pour Immunofluorescence - P14136

Numéro d'article: CM0009110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GFAP conjugué validé pour l'immunofluorescence (IF-P). Réagit avec la GFAP humaine, murine et de rat, un marqueur d'astrocytes de 50 kDa. Convient pour la recherche en neurosciences et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-GFAP conjugué
Remarques/Alias	ALXDRD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la GFAP humaine (P14136).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace