

Anticorps Monoclonal Anti-Gfap Pour Wb, If-F, If-P, Mihc, Elisa - P14136

Numéro d'article: CM0003202



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-GFAP validé pour WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la GFAP humaine, souris, rat (~50 kDa). Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les astrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GFAP Lapin mAb
Remarques/Alias	ALXDRD; GFAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids Protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace