

Anticorps Monoclonal Anti-Gfap Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P14136

Numéro d'article: CM0008822



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-GFAP (P14136) est un anticorps monoclonal de lapin validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Il détecte la GFAP humaine et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. ~50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-GFAP
Remarques/Alias	ALXDRD
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-383 de la GFAP humaine (NP_002046.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids moléculaire protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace