

Anticorps Monoclonal Anti-Gfap Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14136

Numéro d'article: CM0004981



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-GFAP validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la détection des astrocytes dans la recherche sur le SNC, avec un support d'approvisionnement unique de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFAP Souris mAb
Remarques/Alias	ALXDRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-383 de la GFAP humaine (NP_002046.1).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace