

Anticorps Polyclonaux Anti-Gfap - P14136

Numéro d'article: CM0017674



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin ciblant le GFAP humain, validés pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la détection du marqueur d'astrocyte dans les recherches en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GFAP Lapin pAb
Remarques/Alias	ALXDRD; GFAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-432 du GFAP humain (NP_002046.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace