

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfap Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P Et Elisa - P14136

Numéro d'article: CM0017567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GFAP humain, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le marqueur des astrocytes dans la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFAP Lapin pAb
Remarques/Alias	ALXDRD; GFAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2670
GeneID	2670
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-75 du GFAP humain (NP_002046.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14136
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace