


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfer Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55789

Numéro d'article: CM0024752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la GFER humaine (ALR/ERV1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la GFER humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie redox mitochondriale et la régénération hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFER Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2671
GeneID	2671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 81-205 de la GFER humaine (NP_005253.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55789
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace