


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Numéro d'article: CM0026985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur G d'élongation mitochondrial humain (GFM1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85476
GeneID	85476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 482-751 de la GFM1 humaine (NP_079272.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RP9
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace