

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gfpt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06210

Numéro d'article: CM0002584



Introduction

GFPT1 Rabbit mAb validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît GFPT1 (~79 kDa) humain, souris et rat. Essentiel pour les études sur la voie de l'hexosamine et la glycosylation. Détecte une enzyme clé dans la synthèse de l'UDP-GlcNAc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFPT1 Lapin mAb
Remarques / Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2673
ID du gène	2673
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-699 de GFPT1 humain (Q06210)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06210
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace