

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfpt1 (Wb, Elisa) - Q06210

Numéro d'article: CM0025375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre GFPT1, validé pour le transfert Western (WB) et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Cible l'enzyme de la voie des hexosamines avec un poids moléculaire de 79 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GFPT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	2673
Identifiant du Gène	2673
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de GFPT1 humain (NP_002047.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06210
Poids Moléculaire de la Protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace