

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfpt2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 094808

Numéro d'article: CM0024022

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GFPT2 humain (SWISS : 094808). Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la voie de biosynthèse des hexosamines et la glycosylation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GFPT2
Remarques/Alias	GFAT ; GFAT2 ; GFAT 2 ; GFPT2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-260 du GFPT2 humain (NP_005101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094808
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace