


Anticorps Polyclonal Anti-Gfra1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56159

Numéro d'article: CM0029101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GFRA1 validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte GFRA1 dans les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation neurotrophique et les neurones dopaminergiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GFRA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GDNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Espèce	Humain
GeneID	2674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-420 de GFRA1 humain (NP_005255.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56159
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace