


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfra2 Pour Wb Et Elisa - 000451

Numéro d'article: CM0031030



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre le GFRA2 humain, validé pour le Western Blot et l'ELISA sur humain, souris et rat. Cible le récepteur alpha de la neurturine pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GFRA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2675
GeneID	2675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-464 du GFRA2 humain (NP_001486.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000451
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace