

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gfra3 Pour Wb Et Elisa - O60609

Numéro d'article: CM0030039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant le GFRA3 humain (récepteur alpha-3 de la famille GDNF). Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. Idéal pour la recherche sur la signalisation des facteurs neurotrophiques et les neurones périphériques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GFRA3
Remarques/Alias	GNFR3 ; GFRA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2676
GeneID	2676
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-240 du GFRA3 humain (NP_001487.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60609
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace