


Anticorps Polyclonal Anti-Gga2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy4

Numéro d'article: CM0014158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GGA2 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Détecte le GGA2 endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude du trafic des protéines et de la dynamique de l'appareil de Golgi-endosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	VEAR; GGA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23062
GeneID	23062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du GGA2 humain (NP_055859.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJY4
Poids moléculaire	67kDa
Expédition	Sac de glace