

Anticorps Polyclonal Anti-Ggct Pour Wb, Elisa - 075223

Numéro d'article: CM0031017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la gamma-glutamylcyclotransférase humaine (GGCT), validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur l'homéostasie du glutathion et l'apoptose. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGCT Lapin pAb
Remarques/Alias	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79017
GeneID	79017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-188 de GGCT humaine (NP_076956.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75223
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace