

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ggcx Pour Wb Et Elisa - P38435

Numéro d'article: CM0021807



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin GGCX (P38435) validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la gamma-carboxylase dépendante de la vitamine K humaine et murine, essentielle pour la recherche sur la coagulation et le métabolisme osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin GGCX
Remarques/Alias	VKCFD1 ; GGCX
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2677
ID du gène	2677
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 479-758 de GGCX humain (NP_000812.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P38435
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace