


Anticorps Polyclonal Anti-Ggh Pour Wb, Elisa - Q92820

Numéro d'article: CM0030486



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-humain GGH (gamma-glutamyl hydrolase) validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des folates et les antifolates. UniProt Q92820.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGH Lapin pAb
Remarques/Alias	GH; GATD10; GGH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8836
GeneID	8836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-230 de GGH humain (NP_003869.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92820
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace