


Anticorps Polyclonal Anti-Ggps1 Pour Wb, Elisa - O95749

Numéro d'article: CM0019186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GGPS1, adapté à la WB et à l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse du pyrophosphate de géranylgéranyle et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGPS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GGPPS ; MDHLO ; GGPPS1 ; MUDHLOV ; GGPS1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9453
GeneID	9453
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 164-300 de GGPS1 humain (NP_001032354.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95749
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac réfrigérant