


## Anticorps Monoclonal Anti- $\gamma$ -Caténine Pour Wb, Elisa - P14923

Numéro d'article: CM0006009



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la  $\gamma$ -Caténine (JUP). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire et des complexes jonctionnels.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | $\gamma$ -Caténine mAb de lapin                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DP11; $\gamma$ -Caténine                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 3728                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-115 de la $\gamma$ -Caténine humaine (P14923) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                   |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                     |
| SWISS                | P14923                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 82kDa                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                            |