


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti- γ -Caténine Pour Wb, Ip, Elisa - P14923

Numéro d'article: CM0013704



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la γ -caténine (plakoglobine de jonction) humaine et murine. Validé pour WB, IP et ELISA, il détecte une protéine de 82 kDa. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire, la cardiomyopathie et la dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	γ -caténine Rabbit pAb
Remarques / Alias	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPIII, γ -caténine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3728
GeneID	3728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la γ -caténine humaine (NP_002221.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14923
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac isothermique