

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti- γ -Tubuline Pour Wb, If/Cc, Elisa - P23258

Numéro d'article: CM0007339



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti- γ -Tubuline validé pour WB, IF/CC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Il reconnaît la gamma-tubuline, une protéine centrosomique clé impliquée dans la nucléation des microtubules et la division cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	γ -Tubuline Lapin AcM
Remarques / Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubuline
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7283
Immunogène	Protéine recombinante de γ -Tubuline humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23258
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sachet de glace