

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti- γ -Tubuline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23258

Numéro d'article: CM0006268



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la γ -tubuline (TUBG1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Essentiel pour l'étude de la nucléation des microtubules et des centrosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti- γ -tubuline
Remarques/alias	TUBG ; GCP-1 ; CDCBM4 ; TUBGCP1 ; γ -tubuline
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231 à 451 de la γ -tubuline humaine (P23258)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P23258
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Pack de glace