

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti- γ -Tubuline Pour Wb, Elisa - P23258

Numéro d'article: CM0029482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti- γ -Tubuline validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la gamma-tubuline, un composant clé du complexe en anneau de γ -tubuline (γ TuRC) impliqué dans la nucléation des microtubules et la fonction du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti- γ -Tubuline
Remarques/Alias	TUBG ; GCP-1 ; CDCBM4 ; TUBGCP1 ; γ -Tubuline
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7283 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-451 de la γ -Tubuline humaine (NP_001061.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23258
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace