

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ghd 7.1 Pour Wb, Elisa - Q0D3B6

Numéro d'article: CM0021514

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Ghd 7.1 (PRR37) d'Oryza sativa, un répresseur de la floraison. Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée avec le riz. Utile pour les études sur la floraison photopériodique et l'horloge circadienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ghd 7.1 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	HD2 ; DTH7 ; PRR37 ; OsPRR37 ; Ghd 7.1
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4344399
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de Ghd 7.1 d'Oryza sativa (Q0D3B6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q0D3B6
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace