

Anticorps Polyclonal Anti-Ghd7 Pour Wb, Elisa - E5Rqa1

Numéro d'article: CM0023505

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription GHD7 du riz, validé pour WB et ELISA. Il cible un répresseur floral clé dans des conditions de jour long, adapté aux études sur la régulation de la floraison chez *Oryza sativa*.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GHD7 pAb de lapin
Remarques / Alias	Ghd7 ; GHD7
Espèce	Oryza sativa
Identifiant de gène	107276161
Immunogène	Protéine recombinante de GHD7 d'Oryza sativa
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace