

Anticorps Monoclonal Anti-Ghrh Pour Wb, Elisa - P01286

Numéro d'article: CM0005710



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GHRH humain (Somatolibérine). Validé pour WB et ELISA, cet anticorps réagit avec une protéine de 12 kDa. Convient pour la recherche sur la sécrétion de l'hormone de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GHRH Rabbit mAb
Remarques/Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2691
ID de Gène	2691
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du GHRH humain. (NP_066567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P01286
Poids Moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace