


Anticorps Polyclonal Anti-Ghrh Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01286

Numéro d'article: CM0028920



Introduction

Anticorps anti-GHRH polyclonal de lapin validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le GHRH (somatolibérine) humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la sécrétion d'hormone de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin GHRH
Remarques/Alias	GRF ; INN ; GHRF ; GHRH
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2691
ID du Gène	2691
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 du GHRH humain (NP_066567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01286
Poids Moléculaire de la Protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace