


Anticorps Polyclonal Anti-Ghrhr Pour Wb, If-P, Elisa - Q02643

Numéro d'article: CM0030643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GHRHR humain (récepteur de l'hormone de libération de l'hormone de croissance). Convient pour WB, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Soutient la recherche sur la signalisation et la déficience en hormone de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GHRHR Rabbit pAb
Remarques/Alias	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2692
ID de gène	2692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 du GHRHR humain (NP_000814.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02643
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace