

Anticorps Polyclonal Anti-Ghrl Pour Wb Et Elisa - Q9Ubu3

Numéro d'article: CM0018591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GHRL humaine (ghréline). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation de l'appétit, de la libération de l'hormone de croissance et de la fonction gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GHRL Rabbit pAb
Remarques/Alias	MTLRP; GHRL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51738
GeneID	51738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 de la GHRL humaine (NP_057446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBU3
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace