

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ghsr Pour Wb, Elisa - Q92847

Numéro d'article: CM0023714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GHSR humain (récepteur de la ghréline). Adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de l'appétit et la sécrétion d'hormone de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GHSR Rabbit pAb
Remarques / Alias	GHP; GHSR
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2693
Identifiant de gène	2693
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GHSR humain (NP_940799.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92847
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace