

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Giantine Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

Numéro d'article: CM0021295

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Giantine humaine (GOLGB1, Q14789). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible une protéine membranaire de l'appareil de Golgi d'environ 376 kDa impliquée dans la formation de ponts intercisternaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Giantine pAb Lapin
Remarques/Alias	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantine
Espèce	Humain
GeneID	2804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1123-1302 de la Giantine humaine (NP_004478.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14789
Poids moléculaire	376kDa
Expédition	Sac de glace