

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gid1A Pour Wb - Q9Maa7

Numéro d'article: CM0024230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de la gibbérelline GID1A d'*Arabidopsis thaliana* (ATCXE10). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour étudier la signalisation de l'AG, la croissance et le développement des plantes. Immunogène : peptide synthétique correspondant à la séquence aa 50-150.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin GID1A
Remarques/Alias	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	819674
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de GID1A d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_187163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9MAA7
Poids Moléculaire Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace