


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gif Pour Wb, Elisa - P27352

Numéro d'article: CM0021733



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GIF de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'absorption de la cobalamine et les recherches liées au facteur intrinsèque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIF Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIF ; IF ; IFMH ; INF ; TCN3 ; facteur intrinsèque gastrique
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19 à 417 du GIF humain (NP_005133.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P27352
Poids de la protéine	42 kDa/45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant