

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gigyf2 Pour Wb, Elisa - Q6Y7W6

Numéro d'article: CM0015494



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GIGYF2 validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient aux études sur la répression traductionnelle, la dégradation des ARNm et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIGYF2 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	GYF2 ; PERQ2 ; PERQ3 ; PARK11 ; TNRC15 ; GIGYF2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	26058
GenelD	26058
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-500 de la protéine GIGYF2 humaine (NP_001096617.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6Y7W6
Poids moléculaire	150 kDa
Expédition	Sac de glace