


Anticorps Polyclonal Anti-Gimap1 Pour Wb, Elisa - Q8Wwp7

Numéro d'article: CM0022758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine GIMAP1 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Indispensable pour étudier la survie des lymphocytes et la biologie des GTPases dans la rate et les ganglions lymphatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIMAP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	170575
Identifiant du gène	170575
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 140 et 280 de la protéine GIMAP1 humaine (NP_570115.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8WWP7
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace