

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gins2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y248

Numéro d'article: CM0028601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GINS2 (PSF2) humain. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN, en particulier le complexe hélicase CMG. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids moléculaire prédit 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GINS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Espèce	Humain
GeneID	51659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 du GINS2 humain (NP_057179.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y248
Poids de la Protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace