

Anti-Gins4 (Sld5) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q9Brt9

Numéro d'article: CM0030356



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GINS4 humain (SLD5) pour Western blot et ELISA. Détecte GINS4 humain, murin et de rat, une protéine du complexe de réplication de l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GINS4 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLD5, GINS4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	84296
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRT9
Poids moléculaire de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace