

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09681

Numéro d'article: CM0030091



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GIP humain (Polypeptide inhibiteur gastrique/Polypeptide insulinothèque dépendant du glucose). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le diabète et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIP Lapin pAb
Remarques/Alias	GIP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2695
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-153 du GIP humain (NP_004114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09681
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace