

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gipc1 Pour Wb, Elisa - O14908

Numéro d'article: CM0014781

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GIPC1 humain (O14908), validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation liée aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIPC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10755
GenelD	10755
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-333 de GIPC1 humain (NP_005707.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14908
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace